

Armoire d'animalerie



Le souffle protecteur

A-BOX

www.noroitlabo.com



A-BOX :

Faites entrer vos souris par la grande porte !

Gamme A-Box : vos souris ont besoin d'air pur

Les armoires d'animalerie **A-BOX** créent un **environnement contrôlé** destiné à l'élevage de petits rongeurs, dans des conditions sanitaires spécifiques.

Protection absolue des animaux hébergés, des chercheurs et de l'environnement.

Armoire ventilée en pression positive :

- Souris nues ou avec un statut EOPS (Exempt d'Organisme Pathogène Spécifique).

Armoire ventilée en pression négative :

- Animaux contaminés ou porteurs de germes pathogènes.

Caractéristiques générales :

- Châssis en acier avec revêtement poudre polyester,
- Portes en PMMA, avec joint périphérique,
- Intérieur monobloc en PVC,
- Contrôlée par microprocesseur.

Facilité d'utilisation :

Utilisation intuitive, sans formation, quelle que soit l'option choisie

Ergonomie :

Retrait facile des cages, y compris celles stockées sur l'étagère du bas.

Roulettes:

4 roulettes pivotantes, dont 2 munies d'un frein

Nettoyage / décontamination :

Intérieur monobloc en PVC, lisse, sans aucun trou ni recoin, pour un nettoyage très facile.

2 ensembles de 4 étagères, amovibles et autoclavables.

Vérification des paramètres en un clin d'oeil,

sur le panneau de contrôle, placé à hauteur des yeux

- Affichage de la pression, en Pa,
- Alarmes visuelles,
- Bouton de réglage de la pression,
- Allumage par clé électronique.

Chauffage :

- Thermorégulation de l'enceinte,
- Programmation de la consigne, de la température ambiante jusqu'à 30°C,
- Affichage de la consigne et de la mesure.

A-BOX 160

A-BOX 80

3 dimensions !

A-BOX 120

4 options...

Cycles "jour - nuit" :

- Possibilité de créer jusqu'à 24 cycles, (précision : 1 min),
- Portes de l'armoire en PMMA opaque,
- Aucune déprogrammation des cycles, en cas de coupure secteur,
- Programmation très intuitive, à l'aide de l'écran graphique.

Filtre anti-odeurs :

Filtre à charbon actif, disposé en sortie de ventilation, pour bloquer les molécules odorantes.

**Programmation facile :
laissez-vous guider, tout simplement...**

Filtration :

- Pré-filtration de type "G3 (Efficacité > 85% gravimétrique), facilement remplaçable
- Filtration HEPA : Filtre absolu de type H14, (Efficacité 99.999% pour les particules > 0.3 µm)




Qualité :


Noroit fabrique une gamme complète d'appareils destinés aux animaleries de laboratoire. Ces équipements sont fabriqués selon des procédures de qualité strictes. De construction robuste, ils sont entièrement produits en France.


Entretien / SAV:

La maintenance des appareils est réalisée par des techniciens Noroit, spécialement formés. Les pièces détachées, filtres et pré-filtres, sont tenus en stock.

Caractéristiques techniques :

A-BOX 80									
	<p>Dimensions :</p> <table> <tr> <td>ext :</td> <td>int :</td> </tr> <tr> <td>L : 900 mm</td> <td>690 mm</td> </tr> <tr> <td>P : 600 mm</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>H : 1785 mm</td> <td>1200 mm</td> </tr> </table> <p>Capacité :</p> <ul style="list-style-type: none"> 16 cages "type 1" 12 cages "type 2" 8 cages "type 3" 4 cages "type 4" 	ext :	int :	L : 900 mm	690 mm	P : 600 mm	500 mm	H : 1785 mm	1200 mm
ext :	int :								
L : 900 mm	690 mm								
P : 600 mm	500 mm								
H : 1785 mm	1200 mm								

A-BOX 120									
	<p>Dimensions :</p> <table> <tr> <td>ext :</td> <td>int :</td> </tr> <tr> <td>L : 1270 mm</td> <td>1050 mm</td> </tr> <tr> <td>P : 600 mm</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>H : 1785 mm</td> <td>1200 mm</td> </tr> </table> <p>Capacité :</p> <ul style="list-style-type: none"> 24 cages "type 1" 16 cages "type 2" 8 cages "type 3" 	ext :	int :	L : 1270 mm	1050 mm	P : 600 mm	500 mm	H : 1785 mm	1200 mm
ext :	int :								
L : 1270 mm	1050 mm								
P : 600 mm	500 mm								
H : 1785 mm	1200 mm								

A-BOX 160									
	<p>Dimensions :</p> <table> <tr> <td>ext :</td> <td>int :</td> </tr> <tr> <td>L : 1600 mm</td> <td>1380 mm</td> </tr> <tr> <td>P : 600 mm</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td>H : 1785 mm</td> <td>1200 mm</td> </tr> </table> <p>Capacité :</p> <ul style="list-style-type: none"> 32 cages "type 1" 24 cages "type 2" 16 cages "type 3" 8 cages "type 4" 	ext :	int :	L : 1600 mm	1380 mm	P : 600 mm	500 mm	H : 1785 mm	1200 mm
ext :	int :								
L : 1600 mm	1380 mm								
P : 600 mm	500 mm								
H : 1785 mm	1200 mm								

Type de cage	long.	larg.	Haut.
Cages "type 1"	332	150	130 mm.
Cages "type 2"	267	207	140 mm
Cages "type 3"	425	266	180 mm
Cages "type 4"	590	385	200 mm

NOROIT

13 rue des coteaux de Grandlieu
44830 Bouaye

Tel : 02.40.50.12.77 - Fax : 02.40.65.35.21

contact@noroitlabo.com
www.noroitlabo.com