

➔ [Formulaires de demande d'informations](#)

Par email



Par fax



Noroit a le plaisir de vous annoncer la certification « NF » du dernier né de son service R&D : le Poste de Sécurité Microbiologique Solis.

Cette certification garantit la stricte conformité de l'appareil vis-à-vis des exigences de la norme EN 12469 – NF 095 et l'efficacité du système de management de la qualité mis en place par Noroit.

C'est donc un fort gage de la qualité et du sérieux made in France !

Le Poste de Sécurité Microbiologique de classe II Solis, c'est aussi un design unique, entièrement tourné vers l'utilisateur.

Il offre ainsi de nombreuses innovations, pour atteindre un confort de travail optimal :

- Solis lighth wing® : dispositif d'éclairage sur les côtés, permettant à l'utilisateur de se rapprocher de la manipulation, d'oublier la vitre de façade, et d'adopter une position de travail naturelle,
- Solis Twist & clean® : finie la corvée de nettoyage de l'intérieur de la vitre !

Il suffit d'ouvrir en corolle les 2 bandeaux d'éclairage, de basculer la vitre à l'horizontale, et de nettoyer...tout simplement !

- Solis Keyboard® : pour en finir avec les mots de passe et la complexité !

Solis n'a que 2 boutons seulement : marche et éclairage. La mise en route se fait par clé électronique, la mise en veille est automatique, lorsque la vitre est baissée.

Solis c'est aussi une éco conception - production réussie :

- Haute efficacité énergétique : utilisation d'un ventilateur sobre et silencieux, de lampes fluo-compactes,
- Electronique RoHS,
- Montage dans des locaux basse consommation, recyclage de 95% des déchets, utilisation exclusive de sous-traitants locaux.

Réduire l'impact environnemental et l'empreinte carbone, c'est possible, et facile !

 Tweet

➔ [Formulaires de demande d'informations](#)

Par email



Par fax

