

Mme NOURRY BEATRICE CONCORDANCE CONSEIL

Bienvenue dans la E-gazette du laboratoire de Février 2015

[Déconnexion](#) - [Modifier mon profil](#)[Contactez nous](#)[LABORATOIRE.com](#), notre

annuaire interactif

L'actualité sur

[www.gazettelabo.fr](#)[Retour liste des articles](#)

Noroit équipe l'IGR et sa plateforme d'automates pour des recherches performantes en cancérologie !

Depuis 2013, l'IGR entreprend des recherches en cancérologie pour le programme PaCri. Un programme sur 5 ans qui utilise une plateforme d'automates ultra sophistiqués dans un environnement hautement protégé.

Le projet de l'IGR : la plateforme d'automates

En 2012, le gouvernement français a mis en place un programme de recherche : PaCri (pour Projet Alliance Parisienne des Instituts de Recherche en Cancérologie), dans le cadre des investissements d'avenir : « Pôles hospitalo-universitaires en cancérologie ».

PaCri, financé sur 5 ans, a pour mission de mener des recherches en cancérologie et en particulier sur l'interface entre cancérologie et immunologie. PaCri s'adresse essentiellement aux cancers tumoraux. Les recherches mises



en œuvre par la plateforme portent donc aujourd'hui sur cet axe : permettre de tuer les cellules détectées cancéreuses et activer l'immunité en identifiant les cellules cancéreuses, même quand elles sont dans l'état « dormant ».

L'utilisation de la plateforme est scindée en deux, à part égale : 50% du temps est consacré à la recherche médicale fondamentale, 50% aux applications pharmaceutiques, pour lesquelles la plateforme est louée. Si une piste est trouvée, la molécule sera brevetée dès autorisation par l'IGR. La licence d'exploitation du brevet pourra être ensuite cédée à l'industrie pharmaceutique pour produire le médicament ainsi révélé. Ce dispositif de collaboration étroite doit permettre l'autofinancement du programme.

La plateforme technique :

La plateforme, constituée d'automates, est équipée d'un système sophistiqué de gestion de composés.

Oliver Kepp, de l'INSERM U848, pilote ce programme à l'IGR, sous le leadership du Professeur Kroemer. Avec lui, deux ingénieurs et un post-doc, assistés d'un étudiant PHD,

Mme NOURRY BEATRICE CONCORDANCE CONSEIL

Bienvenue dans la E-gazette du laboratoire de Février 2015

[Déconnexion](#) - [Modifier mon profil](#)

[Contactez nous](#)

LABORATOIRE.com, notre

annuaire interactif

L'actualité sur

www.gazettelabo.fr

[Retour liste des articles](#)

- Le composé est ensuite distribué sur les cellules cancéreuses avec le robot distributeur Biomek,
- la microplaque est à nouveau remplacée en incubateur pour une durée dépendant du type de traitement expérimenté,
- Le liquide est ensuite analysé au microscope et/ou dans un cytomètre de flux.

Les scientifiques de PaCri étudient l'action du médicament sur la cellule cancéreuse en identifiant puis en segmentant les résultats des recherches, procédant toujours par dichotomie, du macro au micro, pour comprendre comment la cellule et le composé interagissent.

La plateforme d'automates est équipée de logiciels dédiés :

- Un logiciel d'acquisition d'images,
- Un logiciel de pré-analyse,
- Un logiciel de statistiques,
- Un logiciel d'analyse de 384 puits,
- Un logiciel d'imagerie,
- Un logiciel pour identifier les phénotypes.

La proximité avec l'hôpital pourrait permettre à la plateforme d'utiliser à l'avenir des biopsies de l'Institut Gustave Roussy pour ses échantillons. Pour l'instant, les cellules utilisées proviennent intégralement de tumorothèques.

Des populations de cellules représentatives des cancers tumoraux les plus fréquemment décelés sont utilisées quotidiennement sur le site.

Dans le cadre de PaCri, la puissance de feu est telle sur cette plateforme dernier-cri que 20 000 composés sont gérés hebdomadairement !

Les résultats sont au rendez-vous, ce qui permet de gagner du temps pour les études. Tester 20 000 composés prendrait en effet des mois dans une configuration classique...

Pourquoi une H-Box de Noroit pour PaCri ?



Dans un premier temps, M. Kepp a étudié le marché des robots pipetteurs et manipulateurs pour mettre en place les outils adéquats pour la plateforme automatisée. Les microscopes et l'automatisation des robots étaient la base du projet.

L'IGR avait déjà une expérience réussie sur une petite plateforme équipée de robots Caliper et



Mme NOURRY BEATRICE CONCORDANCE CONSEIL

Bienvenue dans la E-gazette du laboratoire de Février 2015

[Déconnexion](#) - [Modifier mon profil](#)

[Contactez nous](#)

[LABORATOIRE.com](#), notre

annuaire interactif

L'actualité sur

[www.gazettelabo.fr](#)

[Retour liste des articles](#)

- l'achat de codes barre 2D, de Thermo Scientific, pour identifier les tubes à centrifuger,
- 1 capsuleuse/désoperculeur FluidX,
 - 1 gestionnaire de liquide Beckman Biomek,
 - 1 manipulateur de liquide à grande échelle Biomek FX avec un canal 96 et une matrice 384,
 - 1 distributeur automatique,
 - 1 laveur de plaque Thermo Scientific,
 - 2 incubateurs à CO₂ avec une contenance de 30 000 échantillons,
 - 1 bras robotique Motoman Industrial 6.
 - et l'enceinte de protection H-BOX de Noroit

D'autres matériels, comme des congélateurs pour le stockage des échantillons ou d'autres outils de contrôle sont placés hors de la plateforme, mais sont aussi utilisés pour ces recherches.

La plateforme devait être placée dans une enceinte stérile, suivant la classe 2 de sécurité et la conformité en la matière. Le prestataire fournissant cette enceinte devait donc fournir un appareil garantissant un flux laminaire constant et assurer la protection du manipulateur et de la manipulation.

Noroit, qui avait déjà collaboré avec Beckman pour de plus petites configurations à contraintes similaires, a été naturellement sollicité par M. Kepp. C'est un Poste de Sécurité Microbiologique (PSM) H-Box 24-20 spécial, avec double entrée en vis-à-vis qui a été sélectionné pour la plateforme de l'IGR. L'appareil possède un double système de ventilation pour assurer des veines de garde fortes et sécurisées. La H-BOX 24-20 est équipée d'une filtration maximale de type H14 (efficacité de 99,999% sur les particules de 0.3µm) et d'un plan de travail équipé avec des traverses de renfort pour accueillir le robot et assurer le bon fonctionnement des manipulations.

Outre la difficulté technique d'héberger un ensemble robotisé lourd et volumineux, les ingénieurs R&D de Noroit ont dû adapter cet appareil à une configuration robotisée très spécifique proposée par Beckman. Il était en effet nécessaire d'aménager l'appareil pour permettre le transport de microplaques, à l'aide d'un bras robotisé se déplaçant sur rails. Ce challenge technique a été relevé en scindant le caisson bas de ventilation en deux ensembles étanches distincts, et en augmentant sensiblement la capacité d'extraction d'air de l'appareil.

Les modèles H-BOX sont en effet équipés d'un dispositif de ventilation unique et innovant permettant de créer un rideau d'air très puissant bloquant toute sortie de particules contaminées du volume de travail. Ce dispositif, appelé « veine de garde », est mis en place sur les deux entrées de l'appareil mais aussi sur le pourtour de la chambre de manipulation.

Dans le cas de la H-BOX 24-20 installée à l'IGR, cette veine de garde est puissamment renforcée, de manière à pallier les perturbations de flux d'air créées lors du déplacement sur



Mme NOURRY BEATRICE CONCORDANCE CONSEIL

Bienvenue dans la E-gazette du laboratoire de Février 2015

[Déconnexion](#) - [Modifier mon profil](#)

[Contactez nous](#)

[LABORATOIRE.com](#), notre
annuaire interactif

L'actualité sur

www.gazettelabo.fr

[Retour liste des articles](#)

Grâce à cette plateforme d'automates, dans un environnement de classe 2, des recherches pointues en cancérologie et en immunologie sont ainsi mises en œuvre. Un gain de temps évident est constaté, après les premiers résultats obtenus par PaCri, ce qui laisse présager des brevets prochainement et un auto-financement du programme qui pourrait perdurer au-delà des 5 années de financement actuel.

Comme le précise M. Kepp : « *la plateforme est aussi productive qu'elle peut l'être* ». La H-Box « *est un matériel vraiment adapté aux process d'une plateforme de pointe comme celle-ci* ».

Dans 5 ans, il faudra sans doute repenser la plate-forme dans sa configuration matérielle. Outre les évolutions technologiques, les innovations que l'INSERM U848 compte bien intégrer à PaCri, il faudra faire évoluer par la même occasion l'enceinte de classe 2 pour accompagner la sécurité de l'outil de recherche.

Nul doute que Noroit sera le bon interlocuteur pour accompagner l'IGR dans la poursuite de ses recherches scientifiques sur le cancer !

A propos de l'Institut Gustave Roussy

Premier centre de lutte contre le cancer en Europe, Gustave Roussy réunit sur le même site 2600 professionnels dont les missions sont de soigner les personnes atteintes de cancer, de mettre au point des thérapies nouvelles et de diffuser les connaissances dans les communautés médicales et scientifiques, françaises et internationales.

Gustave Roussy prend en charge les adultes et les enfants atteints de cancers, à tous les stades de la maladie, au sein d'un établissement où soins, recherche et enseignement sont étroitement liés. Son expertise et ses pratiques médicales de pointe en font un centre de référence en France, mais aussi à l'échelle internationale.

L'institut fonde sa spécificité sur l'innovation thérapeutique, le développement de la médecine personnalisée, la qualité et la sécurité des soins, en plaçant toujours le patient au centre de ses missions. Une tradition d'écoute et de respect du patient qui répond à une conviction : au-delà de l'expertise médicale et scientifique, la prise en charge passe aussi par le dialogue, une relation de confiance et un accompagnement de la personne dans sa globalité.

Etablissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC), à but non lucratif, Gustave Roussy est habilité à recevoir des dons et legs.

A propos de l'IGR – UMR 848

L'UMR 848 - Apoptose, cancers et immunité - Unité mixte de recherche INSERM – Gustave Roussy - Université Paris-XI est rattachée à l'Institut de recherche intégrée en cancérologie de Villejuif.

Aujourd'hui, les différentes thérapies permettent de tuer les cellules cancéreuses mais pas de reconnaître une cellule cancéreuse non active (appelée « cellule dormante »). Le taux de



Mme NOURRY BEATRICE CONCORDANCE CONSEIL

Bienvenue dans la E-gazette du laboratoire de Février 2015

[Déconnexion](#) - [Modifier mon profil](#)

[Contactez nous](#)

[LABORATOIRE.com](http://www.egazettelabo.fr), notre
annuaire interactif

L'actualité sur

www.gazettelabo.fr

[Retour liste des articles](#)

PaCri est porté par le PRES Sorbonne Paris Cité, l'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy, l'Institut Universitaire d'Hématologie de l'Hôpital Saint-Louis, l'Université Paris Diderot, l'Université Paris Descartes, l'Université Paris-Sud et l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. A travers cette alliance, une forte politique régionale de recherche, de formation et d'éducation en cancérologie a vu le jour en Ile-de-France.

Le directeur de ce programme est le professeur Guido Kroemer, une référence dans le milieu de la cancérologie, médecin de renom et chercheur reconnu.

Inaugurée en Septembre 2013, PaCri HTS est une plate-forme de biologie cellulaire à Gustave Roussy. C'est l'une des pierres de financement du futur parc biotechnologique du Grand Paris Cancer Campus. Elle met en œuvre des flux de travail entièrement automatisés en biologie cellulaire, qui permettent le dépistage phénotypique au moyen de composés et de bibliothèques siARN à grande échelle.

Le laboratoire a déjà servi à plusieurs reprises, dans le cadre d'un accord de partenariat avec Danaher, comme unité de démonstration pour Molecular Devices et Beckman. Cela permet aussi de renforcer la collaboration avec les fournisseurs et sert à des fins de relations publiques car elle augmente la visibilité de la plate-forme au sein de la communauté scientifique française et de l'industrie pharmaceutique.

Un énorme effort a été consacré à l'élaboration des tests et à la génération d'algorithmes facilitant la segmentation d'images acquises en utilisant les dispositifs moléculaires sous microscopes IXM XL.

A propos du Professeur Guido Kroemer

Guido Kroemer, basé à l'Institut Gustave-Roussy de Villejuif, fait partie des chercheurs les plus souvent cités dans les publications des revues scientifiques mondiales entre 1995 et 2005. Ce classement des « Doctors of the Decade » a été publié dans le dernier numéro de la revue américaine « Science Watch ». Cette place dans le hit-parade des « docteurs de la décennie », Guido Kroemer la doit aux recherches qu'il mène avec son équipe sur l'apoptose, le processus de mort cellulaire programmée. »

A propos de Noroit :

Noroit conçoit, fabrique et commercialise des appareils de protection contre les risques de contamination biologique, dans le domaine de la santé. Créée en 2006, Noroit propose une gamme complète d'appareils, fabriqués selon des procédures de qualité stricte et entièrement produits en France. En 2012, le dispositif de nettoyage Twist and Clean® du PSM SOLIS a été breveté et ce PSM a été certifié EN-NF 12469 par le Laboratoire National d'Essais.

Pour plus d'information : Noroit

Tél. : 02.40.50.12.77 - ***Fax :*** 02.40.65.35.21

contact@noroitlabo.com - www.noroitlabo.com



Mme NOURRY BEATRICE CONCORDANCE CONSEIL

Bienvenue dans la E-gazette du laboratoire de Février 2015

[Déconnexion](#) - [Modifier mon profil](#)

[Contactez nous](#)

[LABORATOIRE.com](http://www.egazettelabo.fr), notre
annuaire interactif

L'actualité sur

www.gazettelabo.fr

[Retour liste des articles](#)